

WIDEX PerfectDry Lux™

ELEKTRONISK TØRREBOKS



WIDEX[®]
HIGH DEFINITION HEARING

PerfectDry Lux™

- til perfekt tørring og rensning

PerfectDry Lux™ elektronisk tørreboks er perfekt til brug for vedligeholdelse af dine høreapparater og ørepropper.

Lille, bærbar og brugervenlig - med PerfectDry Lux kan du rense og tørre dine høreapparater på kun 45 minutter.

Og fordi tørreboksen bruger ultraviolet (UV) lys, er den fuldkommen hygiejnisk. Dermed nedsættes risikoen for øreinfektion.

- Brugervenlig: Startes blot ved tryk på knap
- Slukker automatisk efter 45 minutters tørring
- Energibesparende: Lavt energiforbrug
- Standardoplader: Kan bruges overalt
- Hygiejnisk: Renser med UV-lys
- Sikkerhed: UV-lyset slukker ved åbning af låget
- Beskytter: Forlænger dine høreapparaters levetid

Findes også i en version til ZPower genopladelige høreapparater







Perfekt tørring med naturligt flow af opvarmet luft



Hygiejnisk rensning med UV-C-lys



Nem betjening ved berøring af knap



Automatisk temperaturregulering



Standser automatisk efter 45 minutters tørring



Energieffektiv og sikker

Få tips om vedligeholdelse og information om høreapparater og høretab sendt direkte til dig: widex.dk/nyhedsbrev



Trykt af Rosendahl/2019-10
9 502 3571 010 #04



WIDEX[®]
HIGH DEFINITION HEARING